



APARATOLOGÍA ESTÉTICA DE CALIDAD



> COMBI AE



APARATOLOGÍA ESTÉTICA.COM

Cavitación y radiofrecuencia en un mismo aparato

La **combi AE** es un equipo que integra dos de los tratamientos estéticos más populares y demandados: cavitación y radiofrecuencia.

Los equipos de cavitación emiten ondas de ultrasonidos de baja frecuencia provocando la formación de microburbujas en el líquido intersticial que rodea las células del tejido adiposo, esto provoca la rotura de las membranas del adipocito y la vibración que se genera se transmite al interior del adipocito, rompiendo la cadena de los triglicéridos.



La cavitación estética es el método más popular y efectivo en la lucha contra los acúmulos grasos difíciles de eliminar, incluso con dietas.

Las ondas electromagnéticas de la radiofrecuencia atraviesan la piel provocando un aumento de temperatura en zonas profundas de la dermis; este aumento de temperatura, los fibroblastos lo perciben como una



Ficha técnica

Peso	12 kg
Dimensiones	100 x 60 x 30 cm
TOMA DE CORRIENTE	220 - 240V 50Hz/60Hz
Potencia	160W
Tipo de emisor	Focalizado
Frecuencia cabezal cavitación	40Khz
Frecuencia cabezales radiofrecuencia	1 Mhz x 3 (bipolar)

estimulación, de esta manera, aumentan su metabolismo, capacidad de generación y su capacidad de producción de colágeno y elastina. En definitiva, conseguimos que la piel se comporte como una piel más joven.

Los tratamientos de radiofrecuencia son muy efectivos en la lucha contra el envejecimiento, la flacidez y la molesta piel de naranja.





APARATOLOGÍA ESTÉTICA.COM

> **Dpto. comercial**

673 036 738

info@aparatologiaestetica.com