



APARATOLOGÍA  
ESTÉTICA  
DE CALIDAD

-----  
> COMBI PLUS



APARATOLOGÍA ESTÉTICA.COM

# Cavitación y radiofrecuencia en un mismo aparato

**Combi System** de **AE** integran estos dos tratamientos innovadores, ampliamente demandados en el sector estético.

El Combi es uno de nuestros equipos de cavitación y la radiofrecuencia más exitosos. Integra dos tecnologías complementarias que ayudan a luchar contra la celulitis y la grasa localizada. Estos equipos de cavitación y radiofrecuencia van a ayudar a que tu negocio sea un lugar ideal para que tus clientes puedan eliminar la grasa localizada y la celulitis y trabajar en el rejuvenecimiento de su piel. La secuencia de trabajo siempre debe ser, empezar con el tratamiento de cavitación, complementándolo después con



el aparato de radiofrecuencia. El primero mediante ultrasonidos y la segunda a través de ondas electromagnéticas. La radiofrecuencia, además, reafirma, tonifica y rejuvenece la piel gracias a la producción de colágeno y elastina.

Los aparatos de cavitación y radiofrecuencia Combi System te ofrecen tratamientos que puedes terminar de complementar con otra secuencia de procedimientos por ejemplo: drenaje linfático manual (o



mediante una máquina de presoterapia) o cosmética nutritiva, y así poder ofrecer tratamientos completos e interesantes para tus clientes.

Es una energía electromagnética con una longitud de onda apenas más larga que un microondas. Calienta la dermis y los tejidos finos subcutáneos de una manera controlada, sin infligir daño a la epidermis, actuando sobre los depósitos de grasa localizados y estimulando la regeneración del colágeno y la elastina.

## Ficha técnica Cavitación

<b>Frecuencia Cavitación</b>	40 KHz
<b>Frecuencia Ultrasonidos</b>	1 MHz
<b>Modo de emisión</b>	Continua – Pulsada
<b>Densidad de energía</b>	100 W/cm <sup>2</sup>
<b>Diametro del emisor</b>	60 mm
<b>Tipo de emisor</b>	Focalizado
<b>Niveles de emisión</b>	0,5 a 5
<b>Potencia emitida</b>	150 W
<b>Suministro de energía</b>	220 / 240 V
<b>Display</b>	Microcomputadora 8"
<b>Peso</b>	15 Kg.

## Ficha técnica Radiofrecuencia

<b>Tratamientos</b>	Bipolar + Tripolar + Multipolar
<b>Cabezal Bipolar</b>	15 y 32 nm
<b>Energía</b>	Hasta 300 J/cm <sup>3</sup>
<b>Programas</b>	8 modos de energía/100 niveles
<b>Frecuencia</b>	1 MHz
<b>Display</b>	Microcomputadora 8" táctil
<b>Potencia</b>	400 W
<b>Refrigeración</b>	Agua y aire
<b>Peso</b>	16 Kg.



APARATOLOGÍA ESTÉTICA.COM

> **Dpto. comercial**

673 036 738

info@aparatologiaestetica.com